

Báscula Mecánica de Columna Mca. Seca Mod. 755

DESCRIPCIÓN:

La báscula mecánica de columna seca 755 facilita no sólo la indicación del peso, sino también el cálculo del BMI para determinar el correspondiente estado de nutrición, siendo una de las primeras básculas de su clase en ofrecer tales prestaciones.

Al poner los pies sobre la báscula, un “disco BMI” con divisiones en color contrastantes se pone en movimiento bajo el indicador de peso de gran precisión. El disco aparece en una pequeña ventana junto a la escala de la talla. Una vez que se ha calculado el peso, en dicha escala.

Se puede leer con toda comodidad el nivel BMI dividido en sectores de colores para indicar peso corporal insuficiente, normal, sobrepeso y adiposidad (sobrepeso patológico). La plataforma plana y las prácticas ruedas de transporte constituyen otras ventajas de seca 755. Equipada con el tallímetro opcional seca 224, se transforma en una completa estación de pesaje y medición.



CARACTERÍSTICAS:

- Cálculo rápido y sencillo del BMI
- Evaluación simultánea del estado de nutrición
- Escala circular de clara disposición y plataforma baja
- Incluye: Estadiómetro de aluminio anodizado con Alcance de medición de 60-200 cm y división de 1mm.

Precio \$9,620.00 Pesos más IVA