

Bascula de Piso Con Indicador Remoto Mca. Seca Mod. 869



Precio \$825.00 USD más IVA

DESCRIPCION:

El trabajo diario del personal médico exige un máximo de flexibilidad y detalles que aseguren un pesaje sencillo, rápido y fiable.

Son exigencias que la báscula seca 869 satisface ampliamente: portátil gracias a su asa integrada, formas planas, sólo 4.5 kilogramos de peso, pantalla separada y funciones como TARA, HOLD y BMI.

La pantalla y la plataforma de pesaje de la báscula seca 869 están conectados con un cable de 2 m de longitud.

CARACTERISTICAS:

- La pantalla se puede colocar separadamente de la báscula, para leer cómodamente.
- HOLD para retener el resultado de medición y TARA para comprobar.
- Lectura confortable gracias a su pantalla separada.
- Posición firme, incluso sobre superficies irregulares.
- Medición confortable, con las funciones más importantes.
- Sistema de nivelación.
- Función de apagado automático.
- Bajo consumo de energía.