

Bascula Mecánica de Piso

Mca. Seca Mod. 750



Precio \$185.00 USD Más IVA

DESCRIPCIÓN:

Las básculas mecánicas de seca con su durabilidad, la funcionalidad y su tamaño hacen que los resultados del pesaje médico sean más preciso. Son útiles incluso en espacios muy limitados. La amplia gama de básculas le ofrece la posibilidad de seleccionar la pesa más adecuada para satisfacer sus necesidades en la práctica médica y para que coincida con su estilo individual. Atractiva precisión hasta en espacios muy reducidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Construcción robusta
- Escala circular de fácil lectura
- Plataforma sólida y estable
- Precisión y larga vida útil
- Armazón de acero con pintura electrostática, escala circular y alfombrada de fácil limpieza

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: 150Kg
- División: 1 lbs / 1,000 g
- Dimensiones: (AxAxP) 12,5x4,6x18,8" / 317x117x477mm
- Plataforma: (AxAxP) 11,4x2,8x11,4" / 290x70x290mm
- Peso: 3.5Kg
- Opcional: Bolso de transporte seca 421.