

# Báscula Mecánica con Estadímetro

## Mca. Seca Mod. 700



**Precio \$6,625.00 Pesos más IVA**

### DESCRIPCIÓN:

Báscula mecánica de columna, con pesas deslizantes a la altura de los ojos

Precisa, robusta y práctica, la nueva seca 700 beneficia a personal sanitario y pacientes por igual.

Báscula de confiabilidad absoluta, con mayor precisión aún gracias a la división de 50 g y la mayor capacidad, de hasta 220 kg. Y con mayor confort, ofrecido por la plataforma baja y amplia y la escala con pesas a la altura de los ojos.

La báscula seca 700 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/ libras.

El estadímetro opcional, con un alcance de medición de 60 a 200 cm, permite realizar el pesaje y la medición en una sola operación. Equipada con ruedas de transporte para un uso móvil y flexible.

### CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad extraordinaria de 220 kg, incluso para pacientes con sobrepeso.
- Plataforma baja y amplia.
- Manejo sencillo y lectura confortable a la altura de los ojos.
- Sólida construcción con estructura inferior de hierro fundido.
- Ruedas de transporte para el uso móvil
- Capacidad: 220 kg, 500 lbs ó 160 kg / 400 lbs
- División: 50 g, 1/8 lbs ó 100 g / 1/4 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 520 x 1,556 x 520 mm / 20.5 x 61.3 x 20.5"
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 335 x 80 x 345 mm / 13.2 x 3.1 x 13.6"
- Peso: 16.2 kg / 35.7 lbs
- Funciones: Función de ajuste a cero ,Ruedas de transporte
- Opcional: Tallímetro seca 220

