

Bascula Para Adulto con Estadímetro

Mca. Bame Mod. 420 y 425



DESCRIPCIÓN:

Basculas BAME Una opción para su consulta, durabilidad, calidad, certeza, exactitud y confianza para su paciente.

CARACTERISTICAS:

- Bascula mecánica de columna
- Escalas graduadas
- Estadímetro formado por dos secciones
- Acabado en esmalte
- Cuchillas y cojines de acero
- Estructura de lámina de acero, acabado en esmalte horneado.
- Estadimetro formado por 2 secciones en lámina de acero.

DATOS TÉCNICOS:

BAME-420

- Capacidad de carga BAME-420: 140Kg
- Estadimetro de: 192cm
- Color: Blanco
- Dimensiones: 44 x 53 x 1
- Peso: 18 Kg.

BAME-425

- Capacidad de carga: 160Kg.
- Estadimetro de: 200cm
- Color: Beige
- Dimensiones: 44x53x148cm
- Peso: 21Kg.

BAME-420 Precio \$2,155.00 Pesos más IVA

BAME-425 Precio \$2,250.00 Pesos más IVA