

# Digitalizador de Imágenes Mca. iCRCo Mod. Chrome

DPI: 254

Tamaño de Pixel: 100 microns



**Precio \$27,980.00 USD más IVA**

## DESCRIPCIÓN:

Lo Pequeño es la Gran Novedad actualmente. Presentamos al Digitalizador **iCR CHROME**- un escáner ligero y compacto de mesa, diseñada específicamente para la práctica médica en Consultorios y Sanatorios.

Este lector asequible, de una sola placa, produce una calidad visual asombrosa y está respaldado por óptica de gran alcance, sensores y un sistema de unidad de mecánica sólida.

Los médicos que requieren de un sistema de imagen fiable, ahora pueden lograr flujos de trabajo increíble a un costo mucho menor que las soluciones de radiografía digital existentes.

## CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para lugares que no requieren de alta demanda
- Tamaño de pixel de 100 micrones
- 4.5 pixeles por mm y 254 DPI
- Excelente calidad para radiología general
- Integración dicom HL7 worklist
- Creación de CD/DVD de paciente
- Elimina totalmente el cuarto oscuro
- Sin aguas residuales compatible con cualquier sistema de pacs e impresoras dicom (incluyendo Sony filmstation)
- Puede digitalizar hasta 46 palcas por hora, hasta 3 años de duración en pantalla (nadie ofrece algo similar)