

# Digitalizador de Rayos X Para Mastro Mca. iCR Mod. 3600 M

DPI: 508

Tamaño de Pixel: 50 microns



**Precio \$53,760.00 USD más IVA**

## DESCRIPCIÓN:

Nuestro digitalizador **iCR 3600**, le proporcionan imágenes de nitidez y calidad inigualables, **SIN CAMBIAR SU EQUIPO DE RAYOS X ACTUAL**, para uso en Radiografía Convencional. Además, Ud. se olvida de problemas como repetición de placas, problemas con los rodillos de los procesadores, contaminación por líquidos.

## CARACTERÍSTICAS:

- Excelente Resolución
- 65,536 Escala de grises
- 16 Bits/Pixel
- 4.5 Lineal par
- 10 Lineal par (3600M)
- Alta velocidad de procesamiento
- Acepta cassettes de 14x17", 10x12" y 8x10"
- Sistema tru flat scan path
- Procedencia: estadounidense con certificación FDA.

## DATOS TÉCNICOS:

- Compatible con dicom 3.0
- Core 2 Duo Class Device
- 250GHD, 1 GB RAM
- Windows XP
- Modem, NIC Card, CDR-W
- USB 2 High Speed Interface
- LCR 3600 calidad de imagen con 66,535 Escalas de grises y una resolución de 16 bit Por pixel. Acepta cassettes de 14 x 17 x 10 x 12 y 8 x 10.
- **Scan Time:**
  - 94 Plates per hour mixed Cassette Sizes
  - 70 Plates per hour 14x17 Cassette only
  - 35 seconds Access Time
  - 52 seconds Cycle Time
- **Power:**100-240V AC/ 2.5A max; 47-63Hz